

# NECCHI

www.necchi.it

## termometro digitale impermeabile

# N1130

Leggere attentamente prima dell'uso

### DATI TECNICI

**Intervallo di misurazione:** 32.0°~43.0°C

**Risoluzione:** 0.1°C

**Precisione:** ±0.1°C (35.5°C da 42.0°C); a ±0.2°C (altri intervalli)

**Display:** a cristalli liquidi

**Batterie:** Batterie Micro Alcaline da 1.55V (SR41, UCC392 o LR41)

**Consumo:** 0.15 milliwatts durante la misurazione

**Durata Batteria:** Più di 200 ore di misurazione

**Allarme:** Dopo aver raggiunto la temperatura si sentirà un segnale sonoro della durata di circa 10 secondi.

### ISTRUZIONI PER L'USO



1. Premere il pulsante ON/OFF. Sul display apparirà: si sentirà per 2 secondi un segnale sonoro.
2. Rilasciando il pulsante ON/OFF apparirà per circa 2 secondi sul display l'ultima temperatura misurata. Poi appariranno i simboli dell'auto-test (37.0 0.1°C). Quindi apparirà Lo°C.
3. Mettere sulla punta del sensore un coprisonda sanitario o disinfettare la sonda con alcool. Quindi posizionare la sonda (orale, ascellare, rettale, etc.).
4. Quando il simbolo dei gradi (°C) sul display smette di lampeggiare (solitamente tra i 30 ed i 60 secondi), verrà mostrata la temperatura corretta. La temperatura non cambierà dopo la rimozione del termometro. Un allarme sonoro suonerà per circa 10 secondi quando °C smetterà di lampeggiare.
5. Il termometro si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti. Naturalmente per prolungare la vita della batteria, è preferibile premere il pulsante ON/OFF per spegnere il termometro non appena preso nota della temperatura rilevata.

**NOTA:** La misurazione su bambini deve avvenire sotto controllo di un adulto per l'intero processo di misurazione. Dopo l'uso, il termometro digitale deve essere riposto in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.

Se confrontate la temperatura rilevata tra due termometri, è possibile avere due misurazioni diverse anche se entrambi i termometri rientrano nella loro tolleranza. Differenze nel modo in cui rilevate la temperatura nell'intervallo di tolleranza del termometro possono fornire misurazioni differenti di circa 0.1°C

### PRECAUZIONI

1. Non fate cadere e non esponete a forti colpi il termometro. Non è a prova d'urto.
2. Non mettete a bollire l'apparecchio, pulitelo invece strofinandolo con un panno e sterilizzatelo con alcool etilico.
3. Non mettete il termometro a contatto con diluenti o solventi chimici.
4. Non porre il termometro sotto i raggi diretti del sole, non esporlo ad alte temperature, ad alta umidità o polvere. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi.
5. Non piegare il termometro.
6. Non cercare di smontare il termometro se non per il cambio batteria.

### GARANZIA

I termini della garanzia sono regolati dalle disposizioni di legge vigenti in materia. La garanzia copre i difetti di materiale e di lavorazione. Batterie e cavi sono esclusi dalla garanzia. La garanzia è valida a patto che l'apparecchio non venga aperto né subisca colpi violenti o danneggiamenti intenzionali. Per avere diritto alla garanzia è necessario esibire l'originale della ricevuta di acquisto. In caso di reclami rivolgersi al rivenditore. Per domande e chiarimenti rivolgersi al servizio clienti [www.necchi.it](http://www.necchi.it). In presenza dei requisiti, la garanzia si applica sostituendo l'apparecchio con un altro di tipo analogo. NECCHI non è responsabile di danni derivati da agenti esterni. Con riserva di errori e modifiche.



**ATTENZIONE** - Ai sensi del Art. 13 DL 25/07/05, n. 151 precisiamo quanto segue. Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto alla fine della propria vita utile dovrà essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Dovrete, pertanto, conferire l'apparecchiatura agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. L'adeguata raccolta differenziata contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla normativa di legge.

mod.N1130  
**NECCHI**  
www.necchi.it

**CE**  
0494